



Sollevatore WC a corrente elettrica EDISOLL











EDISOLL non richiede particolari installazioni: è necessario solo posizionarlo in sostituzione del sedile WC esistente.

Dotato di **braccioli laterali** con superficie antiscivolo che supportano l'utente durante le operazioni di salita e discesa. Le **impugnature di presa** sono rivestite da **materiale ad alto grip**.

Sollevatore elettrico destinato ad utenti con scarsa mobilità per utilizzare il water in tranquillità ed autonomia, assistendoli durante le fasi di seduta e di sollevamento. Si adatta alla maggior parte dei sanitari di forma e dimensioni standard. Ottima soluzione per anziani, persone in sovrappeso, con debolezza muscolare o articolare degli arti inferiori; previene e riduce i rischi derivanti dal sollevamento manuale durante l'utilizzo del WC infatti sgrava anche l'assistente dagli sforzi e dalle problematiche dovuti alle movimentazioni manuali.

I movimenti di EDISOLL, fino ad un angolo di 30°, riproducono fedelmente quelli naturali del corpo, accompagnando in sicurezza la verticalizzazione dell'utente: permettono di ritrovare indipendenza e privacy nell'ambiente bagno, aspetto fondamentale per la serenità personale.





	dati tecnici*	
	min	max
→ totale	61,5 cm	
✓ totale	52 cm	
totale totale	100 cm	110 cm
impugnature	80,5 cm	90,5 cm
seduta	48,5 cm	58,5 cm
seduta-braccioli	25 cm	
→ tra braccioli	47 cm	
→ braccioli	braccioli 8 cm / 27,5 cm	
✓ seduta	41	cm
← ‡ sotto seduta	42,5 cm / 42,5 cm	
→ ✓ foro	23 cm / 27 cm	
condizioni per il montaggio	sanitario: altezza massima 52 cm larghezza massima 42 cm	spazio disponibile: 10 cm su ciascun lato 64 cm globali
reg.ne piedi	di 10 cm	
tensione di potenza	100-240 V	
frequenza	50/60 Hz	
cavo elettrico	3,25 m	
i		kg
max	150 kg	

*la regolazione in altezza dei piedi di appoggio consente di adeguare i valori di circa 10 cm

È possibile bloccare il movimento della seduta all'altezza desiderata secondo le esigenze dell'utilizzatore. L'accensione della spia rossa posta sulla struttura e del led verde presente sull'alimentatore indica che l'ausilio è correttamente attivato e funzionante.

Applicabile su WC con altezza fino a 52 cm e larghezza massima 42 cm. Lo spazio necessario accanto al sanitario deve essere pari a 10 cm per lato (con minimo 64 cm globali).

Il sanitario deve avere queste dimensioni minime del foro: larghezza 24 cm e profondità 28 cm.

EDISOLL è alimentato tramite presa di corrente e movimentato attraverso dei semplici comandi manuali, facilmente raggiungibili dall'utente perchè collocati all'estremità del bracciolo destro. Il cavo elettrico è lungo 3 metri.

Le dimensioni compatte permettono l'utilizzo anche in ambienti ristretti, la struttura semplice e la regolarità delle superfici consente una rapida pulizia e sanificazione del sollevatore.

I piedi di appoggio hanno una regolazione in lunghezza di circa 10 cm e sono rivestiti da gomma antiscivolo che garantisce la stabilità dell'ausilio. Testato per utenti con un peso massimo di 150 kg.

Il sollevatore we elettrico EDISOLL è un dispositivo medico di classe I.

Codice articolo	Descrizione	
BA EDISOLLWC	Sollevatore WC a corrente elettrica EDISOLL c/comandi su bracciolo destro	

8 **01.** Bagno